

Oral- B Center OxyJet Reinigungssystem Munddusche + Oral- B PRO 1000



Marke: Oral- B powered by Braun

Produktlinie:

EAN: 4210201139843



4 210201 139843

Produktbeschreibung	Bilder
Produkttitel Lang	Oral- B OxyJet Reinigungssystem Munddusche + Oral- B PRO 1000 elektrische wiederaufladbare Zahnbürste
Produktbeschreibung	<p>Das Oral- B OxyJet Center ist ein professionelles Zahnpflegesystem für hervorragende Reinigung, Zahnfleischpflege, weißere Zähne und frischen Atem. Es verbindet eine exzellente Putzleistung mit dem großen Komfort einer Munddusche, die tiefe und gründliche Reinigung, eine sanfte Massage des Zahnfleischs sowie angenehme Frische bietet und so Plaque- Bakterien bekämpft.</p> <p>Das OxyJet Reinigungssystem reichert Wasser mit Mikro- Luftblasen aus gereinigter Luft an, um so die Zahnfleischgesundheit zu verbessern</p> <p>Der Wasserdruck kann Ihren Bedürfnissen entsprechend reguliert werden</p> <p>Die Zahnbürste auf einem wiederaufladbaren Handstück entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste</p> <p>Das wiederaufladbare Zahnbürstenhandstück verfügt über einen Reinigungsmodus und eine visuelle Andruckkontrolle</p> <p>Dieses Paket enthält: Ein OxyJet Reinigungssystem, eine elektrische Zahnbürste mit Aufladestation, vier OxyJet Aufsteckteile, zwei Aufsteckbürsten</p> <p>30 Tage Geld- Zurück- Garantie: Garantierte Zufriedenheit oder Geld zurück. (Alle Details auf www.oralb.de)</p>
Suchbegriffe	oral b, oxyjet, reinigungssystem, munddusche, mundpflege, elektrische wiederaufladbare zahnbürste, elektrische zahnbürste, pro
Inhaltsstoffe	N/ A
Anwendungshinweise	<p>OxyJet: Sie können zwischen zwei verschiedenen Düsenfunktionen wählen, indem Sie den Düsenschalter nach unten oder nach oben bewegen (stellen Sie vorher den Wasserstrahl aus, indem Sie den Schiebeschalter nach unten bewegen): Rotierender Strahl für eine allgemeine Zahnreinigung und Zahnfleischmassage oder ein gerader Mono- Strahl für die gezielte Reinigung an bestimmten Stellen. PRO 1000 elektrische Zahnbürste: Führen Sie die Zahnbürste langsam von Zahn zu Zahn und halten Sie den Bürstenkopf jeweils für einige Sekunden auf der Zahnoberfläche. Putzen Sie Zahnfleisch und Zähne: zuerst die Zahn- Außenflächen, dann die Zahn- Innenflächen und zum Schluss die Zahn- Kauflächen. Drücken Sie nicht zu stark auf und gehen Sie nicht zu grob vor.</p>

Anwendungsempfehlung

OxyJet: Leeren Sie den Wasserbehälter nach dem Gebrauch immer vollständig aus. Sollten Sie auf Rat Ihres Zahnarztes eine Mundspülung in Ihrer Munddusche verwenden, lassen Sie etwas Wasser durch die Munddusche laufen, bevor Sie den Behälter vollständig entleeren, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Munddusche solange angeschaltet lassen, bis das Wasser nicht mehr durch die Düse läuft, damit sich keine Bakterien im stehenden Wasser bilden. Drücken Sie den An/ Aus- Schalter, um die Munddusche auszuschalten. Wischen Sie das Handstück immer ab und sorgen Sie dafür, dass die Düse trocken ist. Stellen Sie das Handstück wieder auf den Sockel und verstauen Sie die Düse im Düsenfach. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Der Wasserbehälter und das Düsenfach sind herausnehmbar und spülmaschinenfest. Zahnbürste: Spülen Sie die Aufsteckbürste oder das Zubehörteil und das eingeschaltete Handstück nach dem Zähneputzen sorgfältig einige Sekunden lang unter laufendem Wasser ab. Schalten Sie das Handstück aus und nehmen Sie die Aufsteckbürste oder das Zubehörteil ab. Spülen Sie beide Teile separat unter fließendem Wasser ab und trocknen Sie diese ab, bevor Sie die Zahnbürste wieder zusammensetzen. Stellen Sie das Handstück der Zahnbürste zurück auf die Ladestation.

Oral- B Center OxyJet Reinigungssystem Munddusche + Oral- B PRO 1000



Marke: Oral- B powered by Braun

Produktlinie:

EAN: 4210201139843



Produktbeschreibung

Bilder

1



P&G Logo



Oral- B Center OxyJet
Reinigungssystem
Munddusche + Oral- B



Oral- B Center OxyJet
Reinigungssystem
Munddusche + Oral- B



Logo Oral- B powered by
Braun